

# ELSŐSEGÉLY



A BIZTONSÁGOS  
MUNKAHELYEKÉRT

Szemkimosók  
Ragtapaszkok  
Elsősegély állomások

plum

# Optimális biztonság Megbízható elsősegély

A Plum elsősegély megoldásaival a minimálisra csökkentheti a munkahelyi balesetek számát és negatív hatásait, az alkalmazottai, és cége hatékony működése érdekében.



Kisebbs-nagyobb balesetek naponta történnek. Ilyenkor fontos, hogy az elsősegély gyors, azonnali és szakszerű legyen. Széles termékínálatunknak köszönhetően lehetővé tesszük, hogy kollégáival együtt könnyen el tudják látni az apró vágásokat, sérüléseket, szembaleseteket - mindezt higiénikus, biztonságos módon. Elsősegély állomásaink garantálják, hogy a segítség mindig kéznél lesz a kisebb baleseteknél is.

## MEGOLDÁSOK AZ ÖN MUNKAHELYÉNEK IGÉNYEIRE SZABVA

Elsősegély termékek széles skáláját kínáljuk, úgy mint szemkimosók, ragtapaszok, sebtisztító kendők, és így tovább... Ön egyszerűen kiválaszthatja azokat a termékeket, melyekre szüksége van a munkahelyén. Irodában dolgoznak? Vegyszereket is alkalmazó laborban? Élelmiszerfeldolgozó üzemben? Esetleg autószerelő műhelyben? Bármilyen munkahelyi környezetben hasznát veheti a Plum termékeknek.

” CSAK NEM TELJESEN  
ELVESZTETTE A  
LÁTÁSÁT A KILAZULT  
TÖMLŐ MIATT...

A Hanstholm Fiskemelsfabrik fejlett termelési egységgel rendelkezik, de néhány évvel ezelőtt még csak általános szemkimosóval volt felszerelve az üzem. Ezért az egyik dolgozó nagy árat fizetett: amikor az egyik tömlő meglazult, és lúg került mindkét szemébe, csaknem teljesen elvesztette a látását. A baleset után a gyár nagyobb figyelmet kezdett fordítani a megfelelő elsősegélyre. “Ha akkoriban lett volna olyan szemkimosónk, mint a pH Neutral DUO, a baleset kimenetele is kevésbé lett volna tragikus. Ma már mindig kéznél van” mondta Ronni Jorgensen, a cég beszerzési vezetője.



A zöld Plum szemkimosó segít eltávolítani a szembe került port és idegen testeket.

A kék flakonos pH Neutral szemkimosó azonnali segítséget nyújt savak és lúgok okozta megsérülések esetén is.

A flakonokat könnyű kezelni, és folyamatos, gyengéd öblítést biztosítanak a szemnek.

Piktogram szemlélteti a szemkimosók megfelelő használatát.

A puha műanyagból készült szemöblítő kupak úgy van kialakítva, hogy illeszkedjen a szem formájához. Enyhén nyomja össze, mielőtt a szemébe illeszti. Így a kupak segít nyitvatartani a szemét az öblítés teljes ideje alatt, lehetővé téve a maximális öblítést.

Könnyen és gyorsan nyitható. Egyetlen fordulat, és a szemöblítő használatra kész.

Gazdaságos kiszérelés, akár 3 év eltarthatóság. A lejárati dátum egyértelműen fel van tüntetve a címke elején.

Az ergonomikus DUO szemöblítőnek köszönhetően egy időben végezhető mindkét szem öblítése. Az öblítő csésze segít nyitva tartani a szemeket az öblítés teljes ideje alatt.

## Mindenre gondoltunk.

A zöld Plum szemkimosó a mechanikai szennyeződések okozta balesetekre kínál gyors megoldást. A pH Neutral pedig a savas és lúgos anyagokat semlegesíti.

### CSAK KÉT SZEME VAN - VIGYÁZZON RÁJUK!

A látás az egyik legfontosabb érzékszervünk. Vigyázzon hát a szemekre! Balesetek bármikor történhetnek. Kivédeni nem mindig tudjuk őket, de felkészülhetünk az azonnali elsősegélyre. Ha a szembaleset bekövetkezett, minden másodperc számít! A legapróbb késlekedés is befolyásolhatja, hogy elveszíti-e a látását, vagy sem. Így hát nagyon fontos az elsősegély szemkimosóhoz való gyors hozzáférés.

### EGYEDI SZEMÖBLÍTÉSI MEGOLDÁSOK

Széles termékkínálatunknak köszönhetően egyszerűen kiválaszthatja a cége számára legoptimálisabb megoldást. Válasszon falra szerelhető állomásokat, közvetlenül a munkahelyre. Vagy kisebb, könnyen hordozható szemkimosókat a járművekbe, a szerszámosládába, vagy az elsősegély dobozba - esetleg egy speciálisan erre kifejlesztett övtáskában is tárolhatja a szemkimosót.



A szemkimosó flakonok CE minősítéssel rendelkeznek.



# Előzzük meg a szemsérüléseket!

A Plum elsősegély szemkimosó eltávolítja az idegen szennyeződések, a port és piszkot a szemből, míg a pH Neutral szemkimosó a savas és lúgos anyagokat semlegesíti.

Termékeinket szakképzett szemspecialisták közreműködésével fejlesztettük ki. Ez azt jelenti, hogy szemöblítők kialakítása közben a legapróbb részletekre is gondoltunk. Piktogramokkal segítünk a helyes alkalmazásban. A kupak segít folyamatosan nyitva tartani a szemet öblítés közben. Az öblítés így megfelelő helyen éri a szemet, egyenletesen, optimális mennyiségben.



A Plum szemkimosó egyszerűen használható, ha szembaleset történik.



Forgassa el a kupakot a nyíl irányába, amíg a zár felszakad.



Hajoljon kissé hátra, nyomja össze a flakont, és kezdje meg az öblítést.



Ezután a szem úgy is öblíthető, ha enyhén előrehajol.

## ELSŐSEGÉLY TERV SZEMBALESETEKHEZ

1 Határozzuk meg a sérülés jellegét	2 Válasszuk ki a megfelelő szemkimosót	3 Folytassuk az öblítést	4 Öblítsük a szemet a leírtak szerint
<b>Idegen anyagok</b> por, korom, fa és fém szilánkok stb...	Plum elsősegély szemkimosó	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítsük a szemet, amíg a szennyeződés teljesen megszűnik.
<b>Sav</b>	pH Neutral	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítsük a szemet pH Neutral szemkimosóval körülbelül 2 percre, majd folytassuk Plum elsősegély szemkimosóval (fiziológiás sóoldat), amíg az orvoshoz nem érünk.
<b>Lúg</b>	pH Neutral	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítsük a szemet pH Neutral szemkimosóval körülbelül 2 percre, majd folytassuk Plum elsősegély szemkimosóval (fiziológiás sóoldat), amíg az orvoshoz nem érünk.
<b>Egyéb vegyszerek</b>	Plum elsősegély szemkimosó	Plum elsősegély szemkimosó	Öblítsük a szemet, amíg az orvoshoz nem érünk.

Mindig győződjünk meg arról, hogy a szemkimosó folyadék egyenes sugárban éri a szemet. Ha mindkét szem sérült a balesetben, használjunk DUO szemöblítőt.



## Egyedülálló megoldás

A Plum DUO szemkimosóhoz hasonló megoldás jelenleg nincs a piacon. Mostantól nem kell választania, hogy melyik szemét mentse meg!

---

### **A SZEMBALESETEK CSAKNEM 50%-A MINDKÉT SZEMET ÉRINTI**

Felmérések kimutatták, hogy a vegyszeres szembalesetek csaknem 50%-a egyszerre éri mindkét szemet. A DUO szemkimosóval felkészülhet az ilyen vészhelyzetekre.

### **A KUPAK SEGÍT AZ OPTIMÁLIS ÖBLÍTÉSEN**

Az idő szerepét nem szabad alábecsülni, főleg ha vegyszeres balesetről van szó. A sérülés mértéke természetesen a sav vagy a lúg erősségétől is függ, de emellett a szemmel történő érintkezés ideje is sokat nyom a latban. Az optimális elsősegélynek ezért minél gyorsabban semlegesítenie kell a káros anyagokat.

A DUO kupak úgy lett kialakítva, hogy illeszkedjen a szem formájához, és képes legyen azt nyitva tartani az öblítés teljes ideje alatt - biztosítva az öblítés egyenletességét, és a megfelelő öblítési időt.

A Plum elsősegély szemkimosók egyszer használatos termékek. Csak így biztosítható, hogy az öblítőfolyadék steril maradjon.



## Szemkimosó mechanikai sérülésekhez

A Plum elsősegély szemkimosó megszünteti a kellemetlen, égő érzést a szemben, melyet az idegen anyagok, szennyeződések okoznak, és segít megelőzni a későbbi szövődményeket.

---

A szembe könnyen bekerülhet bármilyen idegen anyag. Por, piszok a levegőből, vagy festék a kezünkről... Magasabb kockázattal számolhatunk az olyan munkahelyeken, ahol a gépek, munkaeszközök használata közben fa- és fémszilánkok kerülhetnek a szembe.

Már a legapróbb szennyeződés is rendkívül kellemetlen tud lenni. Kezelés nélkül pedig a kisebb sérülések is a szem, a szaruhártya, vagy a szivárványhártya gyulladását okozhatják. Ha a sérülést követően azonnal szemöblítést végez, akkor megakadályozhatja a gyulladás kialakulását, valamint azt, hogy az idegen anyag a szemben maradjon.

A Plum elsősegély szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid oldatot tartalmaz, s lehetővé teszi a szem egyenletes, lágy öblítését. A termékválasztékban megtalálja a legkisebb, könnyen kezelhető flakont is, melyet mindig magánál hordhat, és falra szerelhető, nagyobb kiszervelet is, mely segít a munkahelyi szembalesetek azonnali kezelésében.



**200 ML**

**PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ**

Ez a kisméretű, könnyen kezelhető flakon elfér a legapróbb köpenyzsebben is.

A szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid oldatot tartalmaz. A flakon könnyedén tárolható az erre a célra készült övtáskában, az elsősegély dobozban, vagy a szerszámosládában. Porvédővel ellátva.

**Öblítési idő:** kb. 2 perc  
**Kiszérelés:** 10 x 200 ml  
**Cikkszám:** 4691



**500 ML**

**PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ**

Szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid oldattal, könnyen kezelhető flakonban.

Alkalmazható önállóan, de szemkimosó állomásokban utántöltéshez is. Porvédővel ellátva.

**Öblítési idő:** kb. 5 perc  
**Kiszérelés:** 12 x 500 ml  
**Cikkszám:** 4604



**1000 ML**

**PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ**

Szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid oldattal. 1000 ml-es kiszérelésének köszönhetően hosszabb öblítési időt biztosít. Alkalmazható önállóan, de szemkimosó állomásokban utántöltéshez is. Porvédővel ellátva.

**Öblítési idő:** kb. 10 perc  
**Kiszérelés:** 6 x 1000 ml  
**Cikkszám:** 4707



**500 ML**

**PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ DUO**

Szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid oldattal, könnyen kezelhető flakonban. A DUO kialakítás lehetővé teszi a két szem egyidejű öblítését. Alkalmazható önállóan, de szemkimosó állomásokban utántöltéshez is.

**Öblítési idő:** kb. 2 perc  
**Kiszérelés:** 6 x 500 ml  
**Cikkszám:** 4861



**1000 ML**

**PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ DUO**

Szemkimosó 0,9%-os steril nátrium-klorid oldattal, könnyen kezelhető flakonban. 1000 ml-es kiszérelésének köszönhetően hosszabb öblítési időt biztosít. A DUO kialakítás pedig lehetővé teszi a két szem egyidejű öblítését. Alkalmazható önállóan, de szemkimosó állomásokban utántöltéshez is.

**Öblítési idő:** kb. 5 perc  
**Kiszérelés:** 6 x 1000 ml  
**Cikkszám:** 4800



**3 X 500 ML**

**PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ**

Praktikus szemkimosó készlet, 3 darab 500 ml-es flakonnal, melyek 0,9%-os steril nátrium-klorid oldatot tartalmaznak. A doboz könnyen hordozható, magunkkal vihetjük az autóban, míg az orvoshoz érünk. A flakonok egyesével is felhasználhatóak, de szemkimosó állomások utántöltéséhez is alkalmasak.

**Öblítési idő:** kb. 15 perc  
**Kiszérelés:** 4 x 3 x 500 ml  
**Cikkszám:** 4620



# Szemöblítés vegyszeres balesetek esetén

A pH Neutral semlegesíti a savakat és lúgokat, valamint öblítés közben el is távolítja azokat a szemből. Bizonyítottan hatásos!

**FONTOS INFORMÁCIÓ**  
Hidrogén-fluorid okozta szemsérülések esetén önmagában nem használható elsősegélyre sem a pH Neutral, sem a Plum elsősegély szemkimosó.

Semlegesíthetik, és kiöblíthetik ugyan a hidrogén-fluoridot a szemből, de az erős szövetkárosodást nem tudják megakadályozni, így mindenképpen orvoshoz kell fordulni ilyen szembalesetek esetén.

## A PH NEUTRAL HELYES HASZNÁLATA

A pH Neutral szemkimosó 2 perces öblítést biztosít, savas és lúgos vegyszerek okozta szembaleseteknél. Használja a pH Neutralt a sav vagy a lúg semlegesítésére, és a szem természetes pH értékének helyreállítására. Ezután folytassa az öblítést Plum elsősegély szemkimosóval (0.9%-os steril sóoldat), amíg az orvoshoz nem ér.

## A VESZÉLYES ANYAGOK MINDENHOL OTT VANNAK

Vannak olyan munkahelyek és iparágak, ahol a dolgozók az átlagosnál nagyobb veszélynek vannak kitéve, ami a vegyszeres baleseteket illeti. Például a különféle vegyi üzemekben, az újrahasznosító iparban, cementgyárakban és építkezéseken, vagy a petrolkémia és a bányászat területén, sőt akár az élelmiszer- és papíriparban is. A takarítás, tisztítás során is gyakran erős savakat és lúgos anyagokat használnak. Baleset bármikor történhet: elég egy véletlenül meglazuló tömlő, vagy egy felrobbanó akkumulátor, és máris bekövetkezik a baj. Épp ezért, mindig tartsa kéznél a pH Neutral szemkimosót!

## MÁR NÉHÁNY MÁSODPERC IS DÖNTŐ FONTOSSÁGÚ LEHET

A savak és a lúgok roncsolják a szöveteket, a bőr és a nyálkahártya szerkezetét. A sérülés súlyossága több tényezőtől is függ:

- A vegyszer koncentrációja: a nagyon erős savas és lúgos anyagok rendkívüli sérüléseket okozhatnak.
- A hőmérséklet: minél magasabb a hőmérséklet, annál erősebb a vegyi anyagok maró hatása.
- Az érintkezés ideje: minél több ideig ér a vegyszer a bőrhöz vagy a szemhez, annál súlyosabb a sérülés.


A szemet érő vegyszeres balesetek esetén kiemelt fontosságú, hogy azokat minél előbb semlegesítsük, és elérjük a 7.4-es pH értéket, mely a szem természetes pH értékének felel meg. Néhány másodpercnek is döntő szerepe lehet: a savat vagy lúgot lehetőség szerint még azelőtt semlegesíteni kell, hogy azok elérnék a szaruhártyát. Ott, ahol felmerülhet a szembaleset veszélye, fontos, hogy a szemkimosó folyadék legyen:

- Egyszerűen elérhető
- Gyorsan, könnyen használható
- Hatékony

## A SZEMKIMOSÓ LEGYEN HATÉKONY

A pH Neutral egy 4.9%-os foszfátpuffer, amely gyorsan és eredményesen semlegesíti a savas és lúgos anyagokat is. A hidrogén-foszfát savak ellen nyújt hatékony védelmet, míg a dihidrogén-foszfát a lúgokat semlegesíti. A pH Neutral szemkimosó hatékonyságát tudományos vizsgálatok igazolják. Teszteltük a pH Neutral semlegesítő hatását erős savakkal és lúgokkal szemben, s összehasonlítottuk azt az általános szemkimosóval, mely 0.9%-os nátrium-klorid oldatot tartalmaz. A teszt világosan kimutatta, hogy a pH Neutral rövid időn belül képes semlegesíteni a legtöbb savas és lúgos anyagot, és visszaállítani a szem normál pH értékét. Az általános szemkimosó felhígítja ugyan a vegyszereket, némileg csökkentve a maró hatást, de a pH értékben csak kisebb változások következnek be (1. ábra).

1. ábra: Erős savak és lúgok semlegesítése



1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.

All documentation is available on request.





### 200 ML PH NEUTRAL

Ez a kisméretű, könnyen kezelhető flakon elfér a legapróbb köpenyzebben is. A szemkimosó egy 4.9%-os steril foszfát-puffer, mely gyorsan semlegesíti a savas és lúgos kémhatású vegyszereket. A flakon tárolható az erre a célra készült övtáskában, az elsősegély dobozban, vagy a szerszámos ládában. Porvédővel ellátva.

Öblítési idő: kb. 2 perc  
Kiszerezés: 10 x 200 ml  
Cikkszám: 4752



### 500 ML PH NEUTRAL DUO

Ez a szemkimosó egy 4.9%-os steril foszfát-puffer, mely gyorsan semlegesíti a savas és lúgos kémhatású vegyszereket. A DUO kialakításnak köszönhetően mindkét szem egyidejűleg öblíthető, így ajánlott olyan munkahelyekre, ahol fennáll a veszély, hogy mindkét szem sérül egy balesetben. Alkalmazható önállóan, vagy utántöltéshez is.

Öblítési idő: kb. 2 perc  
Kiszerezés: 6 x 500 ml  
Cikkszám: 4801



### 1000 ML PH NEUTRAL SZEMZUHANY

Ez a szemkimosó egy 4.9%-os steril foszfát-puffer, mely gyorsan semlegesíti a savas és lúgos kémhatású vegyszereket. Alkalmazható önállóan a munkaállomásokon, könnyedén tárolható a szerszámosládában, vagy a falon is. Porvédővel ellátva.

Öblítési idő: kb. 2 perc  
Kiszerezés: 6 x 1000 ml  
Cikkszám: 4746



” A VEGYSZERES SZEM-BALESETEK AKKOR TÖRTÉNNEK, AMIKOR A LEGKEVÉSBÉ SZÁMÍT RÁJUK...

A pH Neutral DUO-nak köszönheti a látását a francia SITA vállalat egyik munkatársa. Műanyag-újrahasznosítással foglalkoznak - például tisztítószer flakonjaival is. A maró hatású tisztítószer egy ilyen flakonból a dolgozó szemébe került. A pH Neutral DUO-nak köszönhetően azonban a káros anyagot azonnal semlegesíteni tudták, ráadásul mindkét szemben, azonnal. Így a dolgozó másnap már újra munkába tudott állni, s látása sem károsodott.



# Szemkimosó állomások mechanikai sérülések esetére

A falra szerelhető állomás könnyen áttekinthető,  
és azonnali segítséget biztosít a balesetknél

## PLUM SZEMKIMOSÓ DUO BOX

Pormentes fali szemkimosó állomás,  
polisztrénből, 2 x 1000 ml Plum elsősegély  
szemkimosóval. Kimondottan alkalmas  
olyan munkahelyekre, ahol fennáll a mecha-  
nikai szemsérülések, por és piszok okozta  
szennyeződések veszélye.

<b>Öblítési idő:</b>	kb. 10 perc
<b>Kiszerezés:</b>	1
<b>Cikkszám:</b>	4816
<b>Méret:</b>	357 x 252 x 116 mm

## UGYE ÖN IS KOMOLYAN VESZI AZ ELSŐSEGÉLYT?

A balesetek hirtelen történnek, amikor nem is várnánk őket - ilyenkor már túl késő a szekrényben keresgélni az elsősegélydoboz után, a segítségre azonnal szükség van!

A falra szerelhető állomásoknak köszönhetően könnyen elérhetővé válnak az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök. Választhat a nyitott, és zárható kialakítású állomások közül. Utóbbi leginkább a poros munkakörnyezetekben praktikus, hiszen higiénikus tárolást biztosít a flakonoknak.

**Fontos:** az állomásokon kívül mindig tartsunk kéznél további flakonokat is, hogy a balesetek bekövetkeztekor az öblítést folytatni tudjuk, amíg az orvoshoz érünk.



## PLUM ELSŐSEGÉLY SZEMKIMOSÓ DOBOZBAN

200 ml-es Plum elsősegély szemkimosó  
dobozban. A kartondoboz megvédi a  
flakont a szennyeződésektől, de könnyen  
nyitható, amikor szükség van rá. Alkalmas  
szemkimosó állomások utántöltéséhez,  
vagy mobil munkahelyekhez (például jár-  
művekben történő elhelyezéshez).

<b>Öblítési idő:</b>	kb. 2 perc
<b>Kiszerezés:</b>	10
<b>Cikkszám:</b>	4695
<b>Falikar cikkszám:</b>	955904
<b>Méret:</b>	58 x 58 x 163 mm



## PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS DOBOZBAN

500 ml-es Plum elsősegély szemkimosó,  
fali konzollal, dobozban. A kartondoboz  
megvédi a flakont a szennyeződésektől,  
de könnyen nyitható, amikor szükség van  
rá. Alkalmas gyors és egyszerű öblítés-  
hez, poros munkahelyeken.

<b>Öblítési idő:</b>	kb. 5 perc
<b>Kiszerezés:</b>	12
<b>Cikkszám:</b>	4609
<b>Utántöltő cikkszám:</b>	4605
<b>Falikar cikkszám:</b>	955904
<b>Méret:</b>	79 x 79 x 214 mm



## PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS DUO

Falra szerelhető szemkimosó állomás,  
1000 ml Plum DUO szemkimosóval.  
Kimondottan alkalmas kisebb, vagy mobil  
munkaállomásokon, ahol a két szem  
egyidejű öblítésére is szükség lehet.

<b>Öblítési idő:</b>	kb. 5 perc
<b>Kiszerezés:</b>	1
<b>Cikkszám:</b>	4802
<b>Méret:</b>	375 x 180 x 95 mm



### PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS DOBOZBAN

Pormentes fali szemkimosó állomás, polisztrénből, 2 x 500 ml Plum elsősegély szemkimosóval. Kimondottan alkalmas a piszkos, poros területeken, vagy mobil munkaállomásokon.

Öblítési idő:	kb. 10 perc
Kiszereelés:	1
Cikkszám:	4650
Méret:	280 x 230 x 110 mm

### FŰTŐEGYSÉGGEL IS FELSZERELHETŐ.

Cikkszám: 4649

### KÖNNYEN FELSZERELHETŐ

Minden fali állomás egyszerűen felszerelhető, és piktogrammal van ellátva, melyen szemléltetjük a termékek helyes használatát.



### PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS

Fali állomás 500 ml Plum elsősegély szemkimosóval. Kimondottan alkalmas kis méretű, és mobil munkaállomásokon.

Öblítési idő:	kb. 5 perc
Kiszereelés:	1
Cikkszám:	4611
Méret:	300 x 170 x 80 mm



### PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS MAXI

Fali állomás 2 x 1000 ml Plum elsősegély szemkimosóval. Kimondottan alkalmas kisebb, vagy mobil munkaállomásokon, ahol a szemek hosszas öblítésére is szükség lehet. Porvédővel ellátva.

Öblítési idő:	kb. 20 perc
Kiszereelés:	1
Cikkszám:	4708
Méret:	375 x 260 x 95 mm



### PLUM SZEMKIMOSÓ ÁLLOMÁS

Fali állomás 2 x 500 ml Plum elsősegély szemkimosóval. Kimondottan alkalmas olyan munkahelyi környezetben, melyek tiszták, nem porosak, viszont fennáll a szemeket érő mechanikai sérülés veszélye.

Öblítési idő:	kb. 10 perc
Kiszereelés:	1
Cikkszám:	4694
Méret:	290 x 228 x 80 mm



# Szemkimosó állomások vegyszeres szembalesetek esetére

A combiboxnak köszönhetően felkészülhet a kisebb, és a súlyosabb vegyszeres balesetekre is.

Egy nyomás alatt lévő, folyadékkal teli cső hirtelen megreped, vagy éppen meglazul egy tömlő... Emiatt pedig maró hatású anyagok szabadulhatnak fel. A leggyakrabban így történnek a vegyszeres balesetek. Ha pedig a vegyszer a szembe kerül, minden másodperc számít, ha nem akarja elveszíteni a látását!

## A PLUM ELSŐSEGÉLY ÉS PH NEUTRAL SZEMKIMOSÓK EGYÜTTES EREJE

Ha savas, vagy lúgos kémhatású anyag kerül a szembe, kombinált öblítést javasolunk - először pH Neutrallal, majd Plum elsősegély szemkimosóval. Ezért összeállítottunk egy combi boxokból álló választékot, melyeknek köszönhetően azonnal elkezdhető a szembe került vegyszer semlegesítése, majd a fiziológiás sóoldattal folytatódhat az öblítés addig, amíg az orvoshoz nem érünk.

Ha főként folyékony vegyszerekkel dolgozik, akkor a pH Neutral DUO-t ajánljuk, hiszen így a két szem együttes öblítése is lehetségessé válik.

A nyitott szemkimosó állomásokat tiszta, pormentes munkahelyekre ajánljuk - például laboratóriumokba. A zárt állomásokat poros, piszkos munkakörnyezethez lettek kialakítva. Minden állomás könnyen felszerelhető, tükörrel és piktogrammal van ellátva. Utóbbin egyértelműen szemléltetjük a termékek helyes használatát.



### PH NEUTRAL SZEMKIMOSÓ DOBOZBAN

200 ml-es pH neutral szemkimosó dobozban. A kartondoboz megvédi a flakont a szennyeződésektől, de könnyen nyitható, amikor szükség van rá. Gyorsan semlegesíti a savas és lúgos kémhatású vegyszereket. Alkalmos állomások utántöltéséhez, de kifejezetten praktikus mobil munkaállomásokon, járművekben.

<b>Öblítési idő:</b>	kb. 2 perc
<b>Kiszerezés:</b>	10
<b>Cikkszám:</b>	4755
<b>Falikai cikkszám:</b>	955904
<b>Méret:</b>	58 x 58 x 163 mm



### QUICKCLEAN SEBTISZTÍTÓ FALIKARRAL

A doboz 40 darab sebtisztító kendőt tartalmaz, mellyel fertőtleníthetjük a kisebb vágásokat és sérüléseket. Falikarral van ellátva, így a munkavégzés közelében is elhelyezhető. Minden kendő külön csomagolt, steril vízzel átitatott.

A kendők mérete 130 x 200 mm.

<b>Kiszerezés:</b>	6 x 40
<b>Cikkszám:</b>	5550
<b>Méret:</b>	150 x 80 x 64 mm



### ELSŐSEGÉLY ÁLLOMÁS

Falra szerelhető állomás elsősegély szemkimosóval, ragtapaszadagolóval, sebtisztító kendővel, tükörrel, piktogrammal.

<b>TARTALMA:</b>	<b>Cikkszám:</b>
1 x 500 ml Plum elsősegély szemkimosó	4604
1 x 40 sebtisztító kendő	5551
1 x QuickFix rugalmas ragtapaszadagoló, 90 tapasszal	5507

<b>Kiszerezés:</b>	1
<b>Cikkszám:</b>	5101
<b>Méret:</b>	300 x 515 x 85 mm





### PLUM COMBI-BOX DUO

Pormentes fali állomás, polisztrénből, 500 ml pH Neutral DUO szemkimosóval és 500 ml Plum elsősegély szemkimosó DUO-val. Kimondottan alkalmas poros munkahelyi környezetben, üzemekben, ahol előfordulhatnak olyan balesetek, melyek egyszerre mindkét szemet érik. A Combi Box DUO-val a mechanikai és vegyszeres sérülésekre egyaránt felkészülhet.

<b>Öblítési idő:</b>	pH Neutral kb. 2 perc Steril sóoldat kb. 2 perc
<b>Kiszerezés:</b>	1
<b>Cikkszám:</b>	4862
<b>Méret:</b>	280 x 230 x 110 mm



### PLUM COMBI-BOX DUO MAXI

Pormentes fali állomás, polisztrénből, 500 ml pH Neutral DUO szemkimosóval és 1000 ml Plum elsősegély szemkimosó DUO-val. Kimondottan alkalmas poros munkahelyi környezetben, üzemekben, ahol előfordulhatnak olyan balesetek, melyek egyszerre mindkét szemet érik. A Combi Box DUO-val a mechanikai és vegyszeres sérülésekre egyaránt felkészülhet.

<b>Öblítési idő:</b>	pH Neutral kb. 2 perc Steril sóoldat kb. 5 perc
<b>Kiszerezés:</b>	1
<b>Cikkszám:</b>	4810
<b>Méret:</b>	357 x 252 x 116 mm



### PLUM COMBI-BOX

Pormentes fali állomás, polisztrénből, 200 ml pH Neutral szemkimosóval és 500 ml Plum elsősegély szemkimosóval. Kimondottan alkalmas poros munkahelyi környezetben, üzemekben, ahol mechanikai és vegyszeres sérülések egyaránt előfordulhatnak.

<b>Öblítési idő:</b>	pH Neutral kb. 2 perc Steril sóoldat kb. 5 perc
<b>Kiszerezés:</b>	1
<b>Cikkszám:</b>	4787
<b>Méret:</b>	280 x 230 x 110 mm

### FŰTŐEGYSÉGGEL IS FELSZERELHETŐ

<b>Cikkszám:</b>	4664
------------------	------



### PH NEUTRAL SZEMZUHANY ÁLLOMÁS

Falra szerelhető állomás 1000 ml pH Neutral szemkimosóval, mely gyorsan semlegesíti a savakat és a lúgokat. A munkavégzés helyén könnyen a falra szerelhető. Porvédővel ellátva.

<b>Öblítési idő:</b>	kb. 2 perc
<b>Kiszerezés:</b>	1
<b>Cikkszám:</b>	4741
<b>Méret:</b>	300 x 160 x 95 mm



### PLUM COMBI-STATION

Falra szerelhető állomás 200 ml pH Neutral és 500 ml Plum elsősegély szemkimosóval. Kimondottan alkalmas olyan munkahelyekre, ahol mechanikai és vegyszeres szem-balesetek egyaránt előfordulhatnak.

<b>Öblítési idő:</b>	pH Neutral kb. 2 perc Steril sóoldat kb. 5 perc
<b>Kiszerezés:</b>	1
<b>Cikkszám:</b>	4773
<b>Méret:</b>	290 x 228 x 80 mm



### PLUM COMBI-STATION DUO

Falra szerelhető állomás 500 ml pH Neutral DUO és 1000 ml Plum elsősegély DUO szemkimosóval. Kimondottan alkalmas olyan munkahelyekre, ahol mechanikai és vegyszeres szem-balesetek egyaránt előfordulhatnak, és fennáll annak a veszélye, hogy mindkét szem egyszerre sérül.

<b>Öblítési idő:</b>	pH Neutral kb. 2 perc Steril sóoldat kb. 5 perc
<b>Kiszerezés:</b>	1
<b>Cikkszám:</b>	4803
<b>Méret:</b>	375 x 250 x 95 mm

# Quick

# FIX

## EGYEDÜLÁLLÓ ADAGOLÓRENDSZER:

- Azonnali és látható hozzáférést biztosít a ragtapaszokhoz és szemkimosó ampullákhoz.
- Az adagolóból kihúzott ragtapasz azonnal használatra kész.
- Minden ragtapasz külön csomagolt.
- Egy kézzel is könnyedén alkalmazható.
- Az adagoló bármikor újra feltölthető.
- Azonnal látható, ha az adagoló kiürült.
- Könnyen elállíthatók a kisebb vérzések, anélkül, hogy a többi tapaszt beszenyeneznénk.
- A kis méretű adagolónak könnyen találunk helyet bárhol.
- Polccal ellátott adagoló: más kisebb, fontos eszközöket is tárolhatunk rajta.
- Az adagoló akár kulccsal is zárható.



### QUICKFIX - RUGALMAS

Falra szerelhető ragtapaszadagoló, 90 darab rugalmas ragtapasszal. A tapasztok kifejezetten bőrbarát anyagból készülnek – lehetővé téve a bőr lélegzését.

Kíszerelés:	1
Cikkszám:	5502
Utántöltő cikkszám:	5512
Adagolórendszer méretei:	135 x 230 x 32 mm
Tapasz méretei:	72 x 25 mm



### QUICKFIX - VÍZÁLLÓ

Falra szerelhető ragtapaszadagoló, 90 darab vízálló ragtapasszal, melyek speciálisan nedves munkahelyekhez lettek kialakítva. A tapasztok kifejezetten bőrbarát anyagból készülnek – lehetővé téve a bőr lélegzését.

Kíszerelés:	1
Cikkszám:	5501
Utántöltő cikkszám:	5511
Adagolórendszer méretei:	135 x 230 x 32 mm
Tapasz méretei:	72 x 25 mm



### QUICKFIX - VEGYES

Falra szerelhető ragtapaszadagoló, 45 darab rugalmas és 45 darab vízálló ragtapasszal. A kétféle ragtapasz alkalmazkodik a változó munkahelyi igényekhez.

Kíszerelés:	1
Cikkszám:	5507
Utántöltő cikkszám:	5512 & 5511
Adagolórendszer méretei:	135 x 230 x 32 mm
Tapasz méretei:	72 x 25 mm

# A QuickFix gyors segítség az apró, mindennapos baleseteknél

A falra szerelhető adagolóval rengeteg időt takaríthat meg. Csak ragassa fel a tapaszt, és máris folytathatja a munkát!

## GYORS ÉS HIGIÉNIKUS SEGÍTSÉG APRÓ SEBEKNÉL

Kisebb balesetek minden nap történhetnek a munkahelyen is. Apró sérüléseknél elegendő egy ragtapasz is. Válassza ki az ön munkahelyének megfelelő tapaszt - vagy azok megfelelő kombinációját! Megoldásokat kínálunk az általános vagy nedves munkahelyi környezetben, sőt az élelmiszeriparban dolgozók számára is. Ne vesztesse az idejét: vegyen ki egy tapaszt az adagolóból, helyezze fel, és máris folytathatja a munkát! A QuickFix gyorsan, higiénikusan, hatékonyan oldja meg a problémát.



Vegye ki a tapaszt az adagolóból. Az rögtön használatra kész...



...és egy kézzel is könnyen felragasztható.



### QUICKFIX - FÉMSZÁLÁS

Falra szerelhető ragtapaszadagoló 90 darab kék, fémszálós ragtapasszal, melyek fémdetektorral kimutathatóak. Kimondottan az élelmiszeripar számára lettek kifejlesztve. A tapasztok bőrbarát anyagból készülnek – lehetővé téve a bőr lélegzését.

Kiszerezés:	1
Cikkszám:	5503
Utántöltő cikkszám:	5513
Adagolórendszer méretei:	135 x 230 x 32 mm
Tapasz méretei:	72 x 25 mm



### QUICKFIX LONG - RUGALMAS

Falra szerelhető ragtapaszadagoló 60 darab hosszú, rugalmas ragtapasszal, melyek illeszkednek a bőr felületéhez, viselésük kényelmes. Az ujjak akár többször is körbetekerhetőek, ez biztosítja, hogy a tapaszt a helyén marad munka közben is. A tapasztok bőrbarát anyagból készülnek – lehetővé téve a bőr lélegzését.

Kiszerezés:	1
Cikkszám:	5528
Utántöltő cikkszám:	5508
Adagolórendszer méretei:	135 x 230 x 32 mm
Tapasz méretei:	120 x 20 mm

## 3 TÍPUS ÉS 2 MÉRET KÖZÜL VÁLASZTHAT

### RUGALMAS RAGTAPASZOK

Bőrbarát anyagból készült, kényelmes ragtapaszok. Illeszkednek a bőr felületéhez, a kéz mozgásához.

### VÍZÁLLÓ RAGTAPASZOK

Vízálló ragtapaszok, nedves munkahelyi környezetben dolgozók számára.

### FÉMSZÁLÁS RAGTAPASZOK

Speciálisan az élelmiszeripar számára kifejlesztett fémszálós ragtapaszok. A feltűnő színek, és a beépített fémszálak köszönhetően szabad szemmel és fémdetektorral is könnyen kimutatható.

### QUICKFIX LONG

Extra hosszú ragtapaszok. Az ujjak akár többször is körbetekerhetőek, ez biztosítja, hogy a tapaszt a helyén marad munka közben is.



### QUICKFIX LONG - FÉMSZÁLÁS

Falra szerelhető ragtapaszadagoló 60 darab kék, fémszálós ragtapasszal, melyek fémdetektorral kimutathatóak. Kimondottan az élelmiszeripar számára lettek kifejlesztve. Az ujjak akár többször is körbetekerhetőek, ez biztosítja, hogy a tapaszt a helyén marad munka közben is. A tapasztok bőrbarát anyagból készülnek.

Kiszerezés:	1
Cikkszám:	5529
Utántöltő cikkszám:	5509
Adagolórendszer méretei:	135 x 230 x 32 mm
Tapasz méretei:	120 x 20 mm



#### QUICKFIX & RINSE

Falra szerelhető adagolórendszer 5 darab szemkimosó ampullával, melyek 0.9%-os steril sóoldatot tartalmaznak; valamint 45 darab rugalmas ragtapasszal. Az adagolórendszer egyszerű, gyors és higiénikus segítséget biztosít kisebb balesetek (irritált szem, apró sebek, vágások) esetén.

Kiszereles:	1
Cikkszám:	4631
Utántöltő cikkszám:	5512 & 5160
Adagolórendszer méretei:	190 x 230 x 32 mm
Tapasz méretei:	72 x 25 mm



#### QUICKRINSE

Falra szerelhető adagolórendszer 10 darab szemkimosó ampullával, melyek 20 ml 0.9%-os steril sóoldatot tartalmaznak. Az adagolórendszer egyszerű, gyors és higiénikus segítséget biztosít kisebb szembalesetek esetén, például ha por, vagy piszok kerül a szembe; vagy ha a szem kiszárad munkavégzés közben.

Kiszereles:	1
Cikkszám:	4632
Utántöltő cikkszám:	5160
Adagolórendszer méretei:	135 x 230 x 32 mm



## Kis méretű ampullák apró balesetekhez

A QuickRinse gazdaságos megoldás kisebb szemsérülések esetén.

#### QUICKRINSE - A GYORS ÖBLÍTÉSEKHEZ!

A szem az egyik legérzékenyebb szervünk. Már a kezdődő szemszárazság vagy irritáció is meglehetősen kellemetlen tud lenni, főleg munka közben. Akár fájdalmat, vagy fényérzékenységet is okozhat, mely zavarja a munkavégzést. A QuickRinse segít a jó közérzet helyreállításában.


Minden ampulla 20 ml szemkimosó oldatot tartalmaz, mellyel kezelhető a szemszárazság, vagy a kisebb szennyeződések (például por) okozta irritáció. A QuickFix & Rinse kombinációja lehetővé teszi, hogy a ragtapaszok és a szemkimosó ampullák mindig kéznél legyenek.



# Mindig kéznél

Praktikus megoldások  
- vigye magával az elsősegélyt!

Ragtapaszaink és szemkimosó ampulláink elérhetőek praktikus, hordozható kiszerelésekben is. Tartsa őket mindig kéznél: a szerszámosládában, a jármű kesztyűtartójában, a táskában, a kabátzsebben, vagy az általános elsősegély dobozban. Így mindig felkészült lehet az apró, hirtelen balesetekre, melyek mindig akkor következnek be, amikor a legkevésbé várjuk őket.



## QUICKFIX MINI

Kis, praktikus kiszerelésű csomag, 30 darab rugalmas ragtapasszal. Könnyen magával tudja vinni bárhová, ahol sebtapaszra lehet szüksége. Minden ragtapasz külön csomagolt, és azonnali használatra kész. A tapaszok bőrbarát anyagból készülnek, illeszkednek a bőr felületéhez, miközben nem akadályozzák annak szabad lélegzését.

**Kiszerelés:** 30 x 30  
**Cikkszám:** 5504  
**Ragtapasz méretei:** 72 x 25 mm



## QUICKRINSE MINI

Praktikus kiszerelésű csomag, 4 darab szemkimosó ampullával, melyek mindegyike 20 ml 0.9%-os steril sóoldatot tartalmaz. Segítségükkel enyhíthető a szemszárazság, vagy a por és piszok által okozott irritáció. Az ampullák könnyedén, egyetlen csavarással felnyithatók, és azonnal használhatók. A kis méretű csomagolásnak köszönhetően a QuickRinse Minit bárhová magával viheti.

**Kiszerelés:** 5 x 4  
**Cikkszám:** 4619



## ÖVTÁSKA 200 ML-ES FLAKONHOZ

Praktikus kiegészítése a munkaruházatnak. Könnyen nyitható, és lehetővé teszi, hogy az elsősegély mindig kéznél legyen. Biztonságosan és higiénikusan tárolható benne bármelyik 200 ml-es szemkimosó.

**Kiszerelés:** 10  
**Cikkszám:** 4692

# QuickSafe® gyors, egyszerű és azonnali elsősegély

Nyugodt lehet:  
mindig minden kéznél  
lesz, amikor szüksége  
van rá.

## SZEMÉLYRE SZABHATÓ ELSŐSEGÉLY ÁLLOMÁSOK

Töltse fel saját elsősegély állomását azokkal a termékekkel, melyek megfelelnek a munkahelyi igényeiknek! Szemkimosó, a szennyeződések öblítéséhez. pH Neutral, a savas és lúgos anyagok semlegesítéséhez. Ragtapasz, amely megfelel a munkahelyi körülményeknek. Égési gél, mellyel a könnyebb, kevésbé súlyos égési sérüléseket kezelheti. Szemkimosó ampulla a száraz, irritált szemeknek. Sebtisztító kendők a kisebb sérülésekhez. Nyomókötés, a komolyabb balesetek azonnali ellátásához. Mindez egy átlátszó ablak mögött, így azonnal átlátja, hol van az a termék, amire éppen szüksége van.

## ” A LEGFONTOSABB ESZKÖZÖK MINDIG LE- GYENEK SZEM ELŐTT.

A Spaencom A/S betonelemek előállításával foglalkozik. A cég a Plum QuickSafe-et választotta annak érdekében, hogy az 500 alkalmazott számára biztonságos munkakörülményeket teremtsenek. „Azért döntöttünk a Plum QuickSafe mellett, mert az elsősegély állomásokat könnyedén az egyes munkaterületek igényeihez igazíthatjuk. Például azokon a területeken, ahol a betonelemeket savakkal mossák át, az állomásokban pH Neutral szemkimosókat és sóoldatot helyezünk el. A QuickSafe mindig a legszükségesebb elemeket tartalmazza, és a munkavégzés közvetlen közelében is el tudjuk helyezni. Így ha bekövetkezik egy baleset, azonnal kéznél a segítség.” Jany Johannsen, Environment and Safety Coordinator







## QuickSafe® EMPTY

### ÖNÉ A DÖNTÉS!

Ha teljes szabadsággal szeretné összeválogatni az elsősegély állomás tartalmát, igényeinek megfelelően, megteheti!



### VÁLASSZA A QUICKSAFE EMPTY-T, MAJD TÖLTSE FEL A MEGFELELŐ TERMÉKEKKEL!

Ha négy különböző QuickSafe állomásunk közül egyik sem felel meg teljes mértékben a munkahelye igényeinek, akár 100%-ban is személyre szabható az elsősegély állomás. Ezt a következő oldalakon mutatjuk be részletesen. Egyszerűen válassza ki a falra szerelhető, üres állomást, majd keresse meg az igényeinek megfelelő elsősegély termékeinket.

Kiszerelés:	1
Cikkszám:	5173
Méret:	430 x 253 x 92 mm

# Kéznel van a segítség

A könnyű hozzáférhetőség növeli a biztonságot.

A QuickSafe segítségével egy helyre gyűjtheti a legfontosabb elsősegély termékeket, és könnyedén elhelyezheti őket a munkavégzés helyéhez közel - ott, ahol a legnagyobb szükség lesz rájuk. Maga az állomás nem foglal sokkal nagyobb helyet a falon, mint egy A3-as papírlap, így tényleg bárhol elfér.

Az átlátszó előlapnak köszönhetően könnyedén áttekinthető az állomás tartalma. Látni fogja, mikor, melyik terméket kell utántölteni, ugyanakkor a műanyag megvédi a termékeket a portól és más szennyeződésektől is. Higiénikus és elegáns megoldás.



OLVASSA BE A QR KÓDOT,  
VAGY LÁTOGASSON EL A  
PLUM-QUICKSAFE.HU OLDALRA  
A LEGKORSZERŰBB ELSŐSEGÉLY  
MEGOLDÁSOKÉRT.



## QuickSafe® BASIC

### A TÖKÉLETES KIINDULÓPONT

A QuickSafe Basic teljes rugalmasságot ad: Ön választhatja ki, hogy milyen termékek kerüljenek a polcaira.



### SPECIÁLIS IGÉNYEI VANNAK AZ ELSŐSEGÉLY ÁLLOMÁST ILLETŐEN?

Az egész QuickSafe rendszer alapja a Plum elsősegély szemkimosó. A QuickSafe Basic az elsősegély szemkimosó mellett tartalmazza a pH Neutralt, szemkimosó ampullákat, és ragtapaszokat is. A többitől Ön dönt. Az állomás első polcát cége igényeinek megfelelő termékekkel töltheti fel.

TARTALOM:	Cikkszám:
2 x 500 ml elsősegély szemkimosó	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampulla	5160
1 x QuickFix rugalmas ragtapasz utántöltő, 45 darab tapasszal	5512

Kíszerelés:	1
Cikkszám:	5170
Méretek:	430 x 253 x 92 mm



## QuickSafe® COMPLETE

### TELJESKÖRŰ MEGOLDÁS

Szemkimosó, pH Neutrallal és szemkimosó ampullákkal kiegészítve; nyomókötés; sebtisztító kendők; ragtapaszok és égési gél a könnyű égési sérülések kezelésére.



### SZÉLES TERMÉKKÍNÁLAT

A QuickSafe Complete elsősegély megoldások széles körét biztosítja. A legkritikusabb helyzetektől kezdve egészen az apró, mindennapos sérülésekig bármire megtalálhatja a megoldást.

TARTALOM:	Cikkszám:
18 x QuickCool égési gél	5150
1 x QuickStop nyomókötés	5152
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	
20 x QuickClean sebtisztító kendő	5151
2 x 500 ml elsősegély szemkimosó	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampulla	5160
1 x QuickFix rugalmas ragtapasz utántöltő, 45 darab tapasszal	5512

Kíszerelés:	1
Cikkszám:	5174
Méretek:	430 x 253 x 92 mm





## QuickSafe® FOOD INDUSTRY

### MEGOLDÁSOK AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMÁRA

Ezt az állomást olyan termékekkel töltöttük meg, melyek az élelmiszeriparban nélkülözhetetlenek.



### GYORS ÉS BIZTONSÁGOS MEGOLDÁS, BEÉPÍTETT KIMUTATHATÓSÁG

Az élelmiszeripar, az üzemi konyhák, és éttermek számára összeállított elsősegély állomásunk többek közt fémszállal ellátott ragtapaszokat, sebtisztító kendőket, égési gélt és nyomókötést is tartalmaz.

TARTALOM:	Cikkszám:
18 x QuickCool égési gél	5150
1 x QuickStop nyomókötés	5152
1 x 17 x 17 cm és 2 x 12 x 7.5 cm	
20 x QuickClean sebtisztító kendő	5151
2 x 500 ml elsősegély szemkimosó	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x QuickFix kimutatható ragtapasz 45 db	5513
1 x QuickFix kimutatható, hosszú ragtapasz, 30 db	5509

Kíszerelés:	1
Cikkszám:	5175
Méret:	430 x 253 x 92 mm



## QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

### VÉDELEM A VEGYSZERES BALESETEK ELLEN

A savak és lúgok okozta baleseteknek súlyos, akár életveszélyes következményei is lehetnek, ha nem gondoskodunk időben a megfelelő elsősegélyről.



### AMIKOR MÁSODPERCEK DÖNTENEK A BALESET KIMENETELÉRŐL

Ha a munkahelyén bekövetkezhetnek vegyszeres balesetek, a hatékony szemkimosóhoz való hozzáférés kulcsfontosságú. A vegyipar számára kialakított elsősegély állomás többek közt tartalmazza a pH Neutral DUO szemkimosót, mellyel egyszerre öblíthető mindkét szem.

TARTALOM:	Cikkszám:
1 x 500 ml elsősegély szemkimosó DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse ampulla	5160
1 x QuickFix rugalmas ragtapasz, 45 db	5512

Kíszerelés:	1
Cikkszám:	5171
Méret:	430 x 253 x 92 mm



### QUICKSTOP

Nyomókötés készlet a hatékony elsősegélynyújtáshoz, kisebb sérülések, vagy akár erősebb vérzések esetére is. A steril nyomókötés rugalmas, bőrbarát, ugyanakkor nem tapad a bőrre és hagyja azt lélegezni.

#### A KÉSZLET TARTALMA:

1 x nyomókötés,  
17 x 17 cm  
2 x nyomókötés,  
12 x 7,5 cm

**Kiszerezés:** 6 x 3  
**Cikkszám:** 5152



### QUICKCLEAN SEBTISZTÍTÓ KENDŐ

40 darab sebtisztító kendő dobozban, kisebb sebek, vágások, karcolások tisztításához. Minden kendő külön csomagolt, steril vízzel van átitatva. Elsősegély állomások, vagy falikkal felszerelt adagolók utántöltéséhez is alkalmas.

**Kiszerezés:** 13 x 20  
**Cikkszám:** 5551



### QUICKCLEAN

Sebtisztító kendő dobozban, kisebb sebek, vágások, karcolások tisztításához. Minden kendő külön csomagolt, steril vízzel van átitatva. Önállóan, vagy QuickSafe elsősegély állomások utántöltéséhez is alkalmazható. A doboz 20 kendőt tartalmaz.

**Kiszerezés:** 6 x 20  
**Cikkszám:** 5151



### QUICKCOOL

Égési gél kisebb égési sérülések azonnali kezeléséhez. Hűsítő és fájdalomcsillapító hatással. Teaolajat tartalmaz. Önállóan, vagy QuickSafe elsősegély állomások utántöltéséhez is alkalmazható. A doboz 18 darabot tartalmaz.

**Kiszerezés:** 6 x 18  
**Cikkszám:** 5150

# Gondoskodjon az utántöltésről

Az alábbi termékekkel utántöltheti elsősegély készletét.

Bármilyen elsősegély állomást, vagy QuickFix ragtapasz adagolót könnyen utántölthet alábbi termékeinkkel. Sőt, akár új termékeket is hozzáadhat már meglévő elsősegély állomásához. Minden állomás rugalmasan alakítható, így olyan megoldásokat tudunk kínálni, melyek megfelelnek cége igényeinek.



## QUICKFIX VÍZÁLLÓ - UTÁNTÖLTŐ

45 darab vízálló ragtapasz, melyek speciálisan nedves munkahelyekhez lettek kialakítva. A tapaszok kifejezetten bőrbarát anyagból készülnek - lehetővé téve a bőr lélegzését.

**Kiszerelés:** 6 x 45  
**Cikkszám:** 5511  
**Tapaszok mérete:** 72 x 25 mm



## QUICKFIX RUGALMAS - UTÁNTÖLTŐ

45 darab rugalmas ragtapasz, melyek illeszkednek a bőr felületéhez, a kéz mozgásához. A tapaszok kifejezetten bőrbarát anyagból készülnek - lehetővé téve a bőr lélegzését.

**Kiszerelés:** 6 x 45  
**Cikkszám:** 5512  
**Tapaszok mérete:** 72 x 25 mm



## QUICKFIX FÉMSZÁLAS - UTÁNTÖLTŐ

45 darab kék, fémszálás ragtapasz, melyek fémdetektorral kimutathatóak. Kimondottan az élelmiszeripar számára lettek kifejlesztve. A tapaszok bőrbarát anyagból készülnek - lehetővé téve a bőr lélegzését.

**Kiszerelés:** 6 x 45  
**Cikkszám:** 5513  
**Tapaszok mérete:** 72 x 25 mm



## QUICKFIX LONG RUGALMAS - UTÁNTÖLTŐ

30 darab hosszú, rugalmas ragtapasz, melyek illeszkednek a bőr felületéhez, viselésük kényelmes. Az ujjak akár többször is körbetekerhetők, ez biztosítja, hogy a tapasz a helyén marad munka közben is. A tapaszok bőrbarát anyagból készülnek - lehetővé téve a bőr lélegzését.

**Kiszerelés:** 6 x 30  
**Cikkszám:** 5508  
**Tapaszok mérete:** 120 x 20 mm



## QUICKFIX LONG FÉMSZÁLAS - UTÁNTÖLTŐ

30 darab hosszú, fémszálás ragtapasz, melyek fémdetektorral kimutathatóak. Kimondottan az élelmiszeripar számára lettek kifejlesztve. Az ujjak akár többször is körbetekerhetők, ez biztosítja, hogy a tapasz a helyén marad munka közben is. A tapaszok bőrbarát anyagból készülnek.

**Kiszerelés:** 6 x 30  
**Cikkszám:** 5509  
**Tapaszok mérete:** 120 x 20 mm



## QUICKRINSE UTÁNTÖLTŐ

5 darab szemkimosó ampulla, melyek 20 ml 0.9%-os steril sóoldatot tartalmaznak. Alkalmask QuickSafe, QuickFix & Rinse és QuickRinse állomások utántöltéséhez.

**Kiszerelés:** 4 x 5  
**Cikkszám:** 5160

Plum Magyarország Kft.  
8200 Veszprém,  
Erdész utca 4.

Tel./Fax: +36 88 326006  
E-mail: [info@plum.hu](mailto:info@plum.hu)

**plum**